



# LABORATOŘ

ZÁŘÍ 2020

Platnost nabídky: od 7. 9. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob

NEJPŘESNĚJŠÍ ZUBNÍ NÁHRADY  
STISKNUTÍM TLAČÍTKA



## IvoBase

Injektážní systém určený k plně automatizovanému zpracování / polymeraci snímacích náhrad.

PŘÍSTROJ  
VÁM  
PŘEDVEDEME  
VE VAŠÍ  
LABORATOŘI

Cena za BALÍČEK

169 990 Kč

## AKČNÍ BALÍČEK

- IVOBASE INJECTOR  
+ ZDARMA
- IVOBASE FLASK SET
- IVOBASE HYBRID KIT  
20 PINK-V
- IVOBASE HI 20 KIT  
20 PINK V



Více informací:

[www.henryschein.cz/sluzby/laborator/snimaci-protetika/pristroje](http://www.henryschein.cz/sluzby/laborator/snimaci-protetika/pristroje)

**Heraenium**

Slitina kovů Cr-Co

▪ 1kg

**KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP**Heraenium PW** –pod keramikou  
Složení: Cr 24,0%, Co 55,2%,  
Si 1,0%, Fe 4,0%, Mn 0,8%.  
Hmotnost (g/cm<sup>3</sup>) 8,2.  
Tvrdost HV 10 = 275.

HER66021871

**7 600 Kč****Heraenium EH** – na skeletySložení: Co 63,5 %, Cr 28 %,  
Mo 6,5 %, Mn 0,6%, Si 1.0%,  
C 0.15%, N 0.25%.  
Tvrdost HV10= 310

HER64600956

**5 800 Kč****Moldarock Royal**Supertvrdá  
univerzální sádra

▪ balení 4,5 kg

▪ barvy:

light brown  
light grey  
golden yellow  
ivory**KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUPHER660691xx  
4,5 kg**500 Kč**HER660691xx  
18 kg**2 100 Kč****GC Fujirock  
EP Classic Line**

Dentální modelovací sádra typu IV



5kg zlatohnědá

GCE890222

**1 120 Kč**

5kg béžová topaz

GCE890225

**1 220 Kč**

12kg zlatohnědá

GCE890226

**2 090 Kč****4All, 1000g**Slitina pod keramikou  
i kompozit

Složení: Ni 61.4 | Cr 25.7 | Mo 11.0 | Si 1.5 |

Mn &lt;1.0, Al &lt;1.0, C &lt;1.0

Teplota tavení: 1260 - 1350 °C

Tvrdost(Vickers): 235

CTE: (25 - 500 °C):

13.9 x 10-6 /K



passion vision innovation



IVV578942

~~8 961 Kč~~**7 169 Kč****20%  
SLEVA****SR Nexco**Světlem tuhnoucí kompozit  
s mikroopálovými plnidly▪ jednotlivá doplňková  
balení

passion vision innovation

**AKCE  
4+1\*  
ZDARMA****Ušetříte 628 Kč****Signum****KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUPRadiokontrastní  
laboratorní kompozit**AKCE  
6+1\*  
ZDARMA****6x SIGNUM 3G NEBO 4G  
+ 1x SIGNUM METAL BOND I  
ZDARMA\*****IPS e.max ZirCAD**

(LT, MT, MT Multi, MO)

Zirkonové disky

dostupné  
ve 3 stupních  
transluce  
a rovněž  
jako MT Multi  
s pevností  
850 - 1200  
MPa

passion vision innovation

**AKCE  
3+1\*  
ZDARMA****3x JAKÝKOLIV ODSTÍN A VELIKOST  
+ 1x STEJNÁ VELIKOST ZDARMA\*****IPS InLine**Pevná a přesná leucitová  
metalokeramika  
s vysokou estetikou.

passion vision innovation

**AKCE  
4+1\*  
ZDARMA****1x STEJNÁ VELIKOST  
A CENA ZDARMA\*****IPS e.max Ceram**

Nízkotavitelná keramika

vhodná pro dostavbu nebo  
dobarvení korunek zhotovených  
pomocí lisování nebo CAD/CAM technikou.  
▪ jednotlivá doplňková balení

passion vision innovation

**AKCE  
3+1\*  
ZDARMA**

**IPS e.max press**

**AKCE**  
**6+2\***  
ZDARMA

6x E.MAX PRESS 5ks  
+ 2x E.MAX PRESS 5ks  
STEJNÉ TRANSL.  
A VEL. ZDARMA\*

**Ušetříte 6 116 Kč**

**Renfert All-In-One**

Diamantová pasta  
pro leštění keramických materiálů,  
hybridní keramiky a vysoce kvalitních  
plastů.



**890 Kč**

**Brousky Komet**

Broušení na zirkon.

- balení 1ks

KOMDCB1040104  
KOMDCB3040104

~~514 Kč~~ **463 Kč**

KOMDCB1

KOMDCB3

KOMDCB4120104

~~637 Kč~~ **573 Kč**

KOMDCB4

KOMDCB5120104

~~833 Kč~~ **750 Kč**

KOMDCB5

**Programat P510**

Keramická pec

- o 25% rychlejší vypalování díky infračervené technologii
- nezáleží na počtu vypalovaných členů uvnitř komory
- nová termovizní kamera detekuje stupeň sušení a automaticky řídí předsušení a zavírání pece
- 7" barevný dotykový displej
- řada programů Ivoclar Vivadent
- dalších 500 volných programů k nastavení
- možnost přenosu dat v MP3 pomocí SD karet nebo USB, QTK2 technologie, PST - úsporný režim



+



IVV645988

Cena za balíček

**167 390 Kč**

Do vyprodání zásob!

**Vakuová pumpa VP3 Easy**

IVV594554

**Steam 3LT Eco**

parní čistička

- objem nádrže: 3 l
- tank z nerez oceli
- výkon: 1 300 W
- tlak: 3 bar
- nastavitelný proud páry
- kontrola hladiny vody
- profesionální bezpečnostní uzávěr
- top lzolační systém pro úsporu energie



MAXMS3ECO

~~24 600 Kč~~ **20 990 Kč**

**Laboratorní mikroskop**

kompaktní binokulární mikroskop se stereo hlavou

- binokulární hlava s možností zobrazení v úhlu 45°
- zvětšení: 10x/20x (mikroskop v základní dodávce) rozšiřitelné až na 40x – 80x



0252199

~~21 750 Kč~~ **18 900 Kč**

**Osvětlení k mikroskopu**

0305709

~~4 394 Kč~~ **3 735 Kč**

**Stolní lupa 5 dioptrií LAMPERT.**

Stolní kulatá lupa s LED osvětlením a zvětšením 5 dioptrií na robustním kloubovém rameni.

- Počet dioptrií: 5
- Ø lupy: 127 mm
- Osvětlení: 56 LED
- Spotřeba el. energie: 9 W
- Napájení: 220 V - 240 V AC / 50 Hz
- Barva: bílá
- Barevná teplota: studené světlo 6000-7000 K
- Světelný tok: 650 lm
- Upevnění pomocí svěrky



LAM18228

**2 400 Kč**

**Waxlectric I a II**

elektricky vyhříváný modelovací nástroj

- vhodný k modelaci korunek a můstků
- možnost nastavení teploty od 50°C - 200°C
- digitální ukazatel teploty
- 9 druhů modelovacích koncovek
- LED displej



REN2156000 Waxlectric I

~~8 401 Kč~~ **7 140 Kč**

REN2157000 Waxlectric II

~~11 730 Kč~~ **9 970 Kč**

**15% SLEVA**

\*zboží zdarma stejné velikosti a ceny Vám bude zasláno přímo, společností IvoclarVivadent

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE HENRY SCHEIN

[www.henryschein.cz](http://www.henryschein.cz)

**HENRY SCHEIN®**  
DENTAL

Všeobecné obchodní podmínky naleznete na [www.henryschein.cz](http://www.henryschein.cz).

PRAHA | Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha 10 – Strašnice  
BRNO | Vídeňská 119 (Vienna Point II), 619 00 Brno  
800 700 097 | [obchod@henryschein.cz](mailto:obchod@henryschein.cz)



Všechny ceny jsou včetně DPH. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

