

#1/21  
1.4.21 - 30.9.21

Snadná  
aplikace do  
sulku

## Vlákno z kompule

### VOCO Retraction Paste

Adstringentní pasta pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku

- **Tenká kanyla s pružným hrotem** – snadná a přesná aplikace do sulku
- **Změna viskozity** – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku
- **Dobrá viditelnost** – kontrastní vůči gingivě
- **Čistý produkt** – rychle a snadno odstranitelný

NOVINKA



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

2.120 Kč

ušetříte\*\*  
25%

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

6.360 Kč

## VOCO Retraction Paste

ADSTRINGENTNÍ PASTA PRO ÚČINNÉ DOČASNÉ ROZŠÍŘENÍ A VYSUŠENÍ GINGIVÁLNÍHO SULKU



### VOCO retrakční pasta – retrakce o krok dále

Dočasné rozšíření a izolace sulku, včetně zastavení krvácení, jsou klíčové úkoly retrakční pasty. Vytvoří se tak ideální podmínky pro úspěšné klasické nebo digitální zhotovování přesných otisků.

**Společnost VOCO myslí vždy o krok dále, pokud jde o použití:** hrot kanyly v hygienickém balení *SingleDose* je velmi tenký, aby bylo možné pastu nanášet přímo do sulku s naprostou přesností. Díky měkké a pružné plastové kanyle je aplikace šetrnější k měkkým tkáním, a tedy pro vaše pacienty pohodlnější než při použití kovových kanyl nebo retrakčního vlákna. Podle toho, jak velký tlak je na pastu vyvíjen, se mění míra její viskozity, dochází k tzv. změně viskozity. Pastu lze snadno vytlačit, dobře zatéká a při malém tlaku ji lze nanášet s naprostou přesností. Pasta je v sulku stabilní – to vede k jeho účinnému dočasnému rozšíření. Po krátké době aplikace, zhruba 1-2 minuty, je možné vysoce kontrastní retrakční pastu VOCO odstranit vodní sprchou.



Před

Po

Zdroj: Dr. Jürgen Manhart



Nanesená VOCO Retraction Paste



Přesný otisk z materiálu V-Posil



# VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY / BONDY

## VisCalor® bulk

### Termoviskózní kompozitní materiál typu bulk-fill

- Materiál se ohřátím stává zatékavým pro nanášení a ihned poté tvarovatelným (termoviskózní technologie)
- Optimální zatečení k okrajům a do podsekřivých oblastí – minimalizuje riziko okrajových netěsností
- 4 mm silná vrstva bez krycích vrstev
- Nanášení bez bublin
- Jeden univerzální a tři estetické odstíny
- Tenká kanyla – ideální pro špatně přístupné oblasti



První kompozit na světě s termoviskózní technologií



ušetříte\*\*  
40%

REF 6062 Sada VisCalor Dispenser Caps  
80 × 0,25 g (16 × univerzální,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),  
VisCalor Dispenser

**21.870 Kč**

~~37.770 Kč\*\*\*~~

REF 9143 VisCalor Dispenser –  
Přehřívací zařízení

**27.070 Kč**

ušetříte\*\*  
36%

REF 6063 Sada Caps Warmer  
Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzální,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),  
Caps Warmer

**16.070 Kč**

~~26.050 Kč\*\*\*~~

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g univerzální

REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1

REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2

REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3

**2.140 Kč**

## Grandio®SO Light Flow

### Zatékavý nanohybridní výplňový materiál – nízkoviskózní

- Přesné nanášení díky extra jemné kanyle a tudíž optimálně vhodný pro špatně přístupné oblasti a malé kavity



ušetříte\*\*  
30%

REF 2585 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2,  
A3, A3.5, WO), příslušenství

**4.930 Kč**

~~7.200 Kč\*\*\*~~

## Grandio®SO Flow

### Viskózní univerzální nanohybridní výplňový materiál – středně viskózní

- Vynikající zatékavost, univerzální použití a přesné nanášení



ušetříte\*\*  
30%

REF 2720 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2,  
A3, A3.5, WO), vzorník odstínů,  
příslušenství

**4.930 Kč**

~~7.200 Kč\*\*\*~~

## Grandio®SO Heavy Flow

### Zatékavý univerzální nanohybridní výplňový materiál – vysoce viskózní

- Větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání, a univerzální použití



ušetříte\*\*  
30%

REF 2680 Sada stříkaček 5 × 2 g (A2, A3,  
A3.5, WO, GA5), vzorník odstínů,  
příslušenství

**4.930 Kč**

~~7.200 Kč\*\*\*~~

## Admira® Fusion

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spojené s vysokou povrchovou tvrdostí, zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky
- Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky

Žádné klasické monomery, žádné zbytkové monomery!



ušetříte 30%

REF 2750 Sada + bond stříkačky 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2780 Sada + bond Caps 75 x 0,2 g (15 od každého odstínu A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

7.570 Kč

10.850 Kč

4+1\*

Stříkačka 3 g<sup>1</sup> Caps 15 x 0,2 g<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Čísla výrobků k jednotlivým odstínům naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental) nebo v hlavním katalogu.

2.090 Kč

## Admira® Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®



ušetříte 30%

REF 2816 Sada stříkaček 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) vzorník odstínů, příslušenství

4.590 Kč

6.570 Kč

4+1\*

Stříkačka 2 x 2 g, různé odstíny<sup>1</sup>

2.400 Kč

## Admira® Fusion x-tra

Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm



4+1\*

REF 2810 Stříkačka 3 g univerzální

REF 2811 Caps 15 x 0,2 g univerzální

2.090 Kč

## Admira® Fusion x-base

Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®ů, 4 mm



4+1\*

REF 2812 Stříkačka 2 x 2 g univerzální

2.400 Kč

## Futurabond® U

Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

- Jeden bond na všechno – jakákoliv další adheziva jsou pro ordinaci zbytečná
- Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika total-etch – zcela svobodně na výběru lékaře
- Vynikající univerzálnost použití
- Tolerantní vůči vlhkosti



REF 1571 SingleDose 50 ks, příslušenství

3.240 Kč

ušetříte\*\* 12%

REF 1572 SingleDose 200 ks, příslušenství

11.320 Kč

12.960 Kč\*\*\*

\* Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.




# PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

## CleanJoy®

Čistící a leštící zubní pasta s obsahem fluoridu ve třech úrovních účinnosti

- Stabilní, homogenní konzistence, neodstříkujete (2.000 - 3.000 otáček / min)
- Bez parabenů
- K dostání ve třech úrovních abraze – lze ji individuálně upravit každé situaci
- Systém kódování podobný semaforu: jednoduše se používá a nedochází k záměnám



Zelená pasta (jemná – hodnota RDA<sup>2</sup> = 16)

Žlutá pasta (střední – hodnota RDA<sup>2</sup> = 127)

Červená pasta (hrubá – hodnota RDA<sup>2</sup> = 195)

<sup>2</sup> Hodnoty RDA (měřeno v souladu s DIN EN ISO 11609)

Tuba 100 g	jemná	střední	hrubá
Máty	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Karamelu	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Třešně	REF 6098	REF 6099	REF 6100

770 Kč

ušetříte\*\*  
33%

Tuba 3 x 100 g mixed (jemná, střední, hrubá)	Máty	Karamelu	Třešně
	REF 2993	REF 2994	REF 2992

1.540 Kč

~~2.310 Kč\*\*\*~~

ušetříte\*\*  
25%

Tuba 4 x 100 g jemná	Máty	REF 2089

2.310 Kč

SingleDose 200 x 2 g	jemná	střední	hrubá
Máty	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Karamelu	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Třešně	REF 6102	REF 6103	REF 6104

1.570 Kč

## VOCO Profluorid® Varnish

Lak pro desenzibilizaci zubu obsahující fluoridy (5 % NaF)

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF  $\pm$  22,600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem
- Estetický lak v barvě zubu



SingleDose 50 x 0,40 ml	Melounu	Karamelu	Třešně
	REF 1269	REF 2226	REF 2227
	Máty	Žvýkačka	Cola s limetkou
	REF 2228	REF 2238	REF 2240
	Pina Colada		
	REF 2242		

3.630 Kč

ušetříte\*\*  
25%

SingleDose 200 x 0,40 ml	Melounu	Karamelu	Třešně
	REF 1271	REF 2229	REF 2230
	Máty	Žvýkačka	Cola s limetkou
	REF 2231	REF 2239	REF 2241
	Pina Colada		
	REF 2243		

10.710 Kč

SingleDose 48 x 0,40 ml	Mixed	REF 2225

3.630 Kč

Obsahuje všechny příchutě za účelem vyzkoušení

### Použití



## Bifix® Hybrid Abutment

**Univerzální, duálně tuhnuocí upevňovací kompozit pro intraorální a extraorální použití**

- Vše-v-jednom – definitivní upevňování všech známých dentálních materiálů
- Nejvyšší možná flexibilita – intraorální použití v ordinaci a extraorální v laboratoři
- Vysoce estetický – dokonalé zakrytí tmavých struktur pomocí vysoce opákných odstínů
- Se zkušebními pastami Try-In – přesné napodobení odstínu pro hybridní abutmenty, abutmentové korunky a dostavbová ošetření

**NOVINKA**



ušetříte\*\*  
**30%**

REF 2995 Implant sada mixed – odpovídá  
REF 2410 + 2412 + 2413  
(3 x QuickMix stříkačka 10 g,  
3 x Try-In stříkačka 2,5 g, příslušenství)

**12.530 Kč**

~~18.130 Kč\*\*\*~~

REF 2411 QuickMix stříkačka 10g (univerzální HO)  
REF 2412 QuickMix stříkačka 10 g (bílý HO)  
REF 2413 QuickMix stříkačka 10 g (translucentní)  
+ každé bal. obsahuje Try-In stříkačka 2,5 g, přísl.

**5.120 Kč**

ušetříte\*\*  
**18%**

REF 2410 Implant sada QuickMix stříkačka 10 g  
(univerzální HO), Try-In stříkačka 2,5 g,  
Ceramic Bond lahvička 5 ml,  
Futurabond U SD 5 ks, příslušenství

**6.410 Kč**

~~7.880 Kč\*\*\*~~

## V-Posil

**Přesný otiskovací materiál, VPS**

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná pevnost a výborná schopnost elastické obnovy zajišťují jistotu během nebo po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy zhotovení dokonalé náhrady



**Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast**



ušetříte\*\*  
**15%**

**Úvodní sada Putty Fast / Light Fast**  
REF 2991

Putty Fast Kartuše 2 x 380 ml  
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

**Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast**  
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartuše 2 x 380 ml  
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

**Úvodní sada Mono Fast / Light Fast**  
REF 2987

Mono Fast Kartuše 2 x 380 ml  
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

9.120 Kč\*\*\*

**7.720 Kč**

ušetříte\*\*  
**15%**

**Úvodní sada Putty Fast / Light Fast**  
REF 2984

Putty Fast Dóza 2 x 450 ml  
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

**4.620 Kč**

~~5.440 Kč\*\*\*~~

\*\*ve srovnání se zakoupením jednoho balení \*\*\*Celková cena za jednotku

### VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH.

**VOCO Servis v ČR:** David Filípek · Tel. 773 252 100

Tento prospekt byl předán zástupcem: