

ESTHETIC COLORANT V AKCI

KATANA -
VŠE CO VAŠE SRDCE
POTŘEBUJE



After milling



Finish colouring



After sintering



*Completion**

**Finalised the restoration by polishing,
glazing and porcelain layering.
Photos: courtesy of DT Shigeru Adachi,
Cusp Dental Supply Inc.*

kuraray

Noritake

NOVĚ U  HENRY SCHEIN®

Katana ZR

je průkopníkem mezi zirkony s přirozenou gradací barev, je vyroben pro konstrukce velkého rozsahu. Jeho přirozená opacita z něj činí ideální materiál pro základní konstrukci k dalšímu vrstvení keramiky.



od 4 227 Kč

od 3 845 Kč

od 3 845 Kč

Katana YML – Vysoká estetika pro všechny indikace.

Díky pevnosti 750-1100MPa a plynulým gradientem translucence 45-49% máte jednoduchý výběr při volbě materiálu pro náročná estetická řešení velkých konstrukcí, ale i jednotlivých korunek.

Katana STML – Skvělá volba pro sólové korunky a tříčlenné můstky. Translucence 49% a pevnost 750MPa Vám zaručí vynikající estetiku ve frontálním i postranním úseku.

Katana HTML – Konstrukční zirkon s výjimečnou estetikou.

Při pevnosti 1150MPa a translucenci 45% je radost pracovat na velkých konstrukcích, kde estetika vyžaduje potřebu vrstvení keramiky.

Vše ve velikostech 14,18, 22 mm

EstheticColorant 12 ml

základ pro rychlou a snadnou individualizaci

Každý zub má svou jedinečnou vnitřní strukturu odstínu. Díky svým jedinečným surovinám a barevné struktuře Vám EstheticColorant umožní snadno a efektivně napodobit řadu těchto jedinečných vlastností. Kapaliny se jednoduše aplikují na monolitickou nebo anatomickou náhradu po frézování nejlépe pomocí LiquidBrushPen. EstheticColorant difunduje do surové struktury a je fixován během sintrování, což má za následek realistické barevné efekty zářící z vnitřku náhrady.



999 Kč

Liquid brush pen
k tekutině
za 1 Kč

Liquid brush pen, 1 ks

Plnicí štětec pro nanášení
infiltračních barviv.



KUR127-0019

210 Kč

White, modifier	KUR127-0155	Brown, cervical	KUR127-0095
Opaque, modifier	KUR127-0165	Orange, cervical	KUR127-0105
A plus, dentin	KUR127-0055	Blue, incisal	KUR127-0125
B plus, dentin	KUR127-0065	Gray, incisal	KUR127-0115
C plus, dentin	KUR127-0075	Violet, incisal	KUR127-0135
D plus, dentin	KUR127-0085	Pink	KUR127-0145

Cerabien ZR FC Paste Stain

Chtěli byste dodat dlouhotrvající lesk, a ještě přirozenější vzhled svým monolitickým zirkonovým náhradám pomocí techniky mikrovrstvení? CERABIEN™ ZR FC Paste Stain je vše, co potřebujete. Paste Stain se skládá ze syntetických živcových porcelánových částic CERABIEN™ ZR a oxidů kovů spojených v kapalném roztoku. Konzistence 27 fluorescenčních pastových stainů je tixotropní a flexibilní, což umožňuje nanášení v ultratenkých vrstvách o tloušťce až 0,1 mm.



Stain 3 g **1 190 Kč**

Glazura 5 g **1 890 Kč**

ODSTÍNY

PRŮSVITNÝ

Glaze
Clear Glaze

SKLOVINA

Light Gray
Tmavě šedá
Grayish Blue
Blue

DENTIN

Cervical 1
Cervical 2
Cervical 3
A+
B+
C+
D+

ROZŠÍŘENÍ

Mamelon Orange 1
Mamelon Orange 2
Earth Brown
Reddish Brown

ÚPRAVY

Value
Black
Green 1
Green 2
Yellow
Salmon Pink
Pink
Red